



## **WinClin**

### Edições Medical e Clinical

**ATENÇÃO:** Leia atentamente as informações a seguir antes de começar a utilizar o software **WinClin**.

Utilize as Barras de Rolamento para ler o restante das informações.

#### **Termo de Responsabilidade**

Este programa de computador (software) foi projetado e desenvolvido para a utilização como auxiliar no gerenciamento clínico e financeiro de clínicas e consultórios médicos e odontológicos. Todo o esforço foi dispendido para se obter um software de fácil utilização e preciso, porém nenhuma garantia ou conveniência está implícita. O software é fornecido da maneira em que está. Os autores, os detentores dos direitos autorais, os revendedores e os fornecedores deste software não têm qualquer compromisso ou responsabilidade com qualquer pessoa ou entidade em relação a quaisquer perdas ou danos decorrentes da utilização deste software, dos discos, ou da documentação escrita ou em forma eletrônica que o acompanham. Toda consequência do uso deste software é de única e exclusiva responsabilidade do usuário.

#### **Atenção**

Em alguns equipamentos o Editor de Textos do WinClin é incompatível com o driver de Vídeo VGA padrão do Windows 3.1. Utilize neste caso um driver Super VGA de preferência aquele fornecido pelo fabricante da placa de vídeo de seu computador. Em caso de dúvidas consulte o Suporte Técnico WinClin.

#### **Instalação Normal do WinClin**

Caso você tenha escolhido a instalação normal do **WinClin** nenhuma modificação no arquivo WINCLIN.INI será necessária. O programa de Instalação já configurou corretamente o arquivo WINCLIN.INI. Somente serão necessárias as seguintes modificações:

- 1) Verifique se SHARE /L:500 está instalado em seu AUTOEXEC.BAT, antes de carregar o Windows, e inclua se necessário.
- 2) É recomendado que voce coloque o diretório do **WinClin** na variável PATH do seu AUTOEXEC.BAT.

#### **Instalação do WinClin em um Servidor de Rede**

Caso você tenha instalado o **WinClin** em um Servidor de Rede algumas modificações deverão ser realizadas para que o programa funcione corretamente nas estações de trabalho:

- 1) Copiar o arquivo WINCLIN.INI existente no diretório de instalação para o diretório WINDOWS das estações de trabalho.
- 2) Modificar o arquivo WINCLIN.INI das estações colocando o diretório onde é encontrado o arquivo XBS200.DLL na seção **[Installable ISAMs]**, no lugar de **C:\WINDOWS\SYSTEM\**:

[Installable ISAMs]

dBASE III=C:\WINDOWS\SYSTEM\xls200.dll

dBASE IV=C:\WINDOWS\SYSTEM\xls200.dll

por exemplo, se foi instalado em C:\WINCLIN:

dBASE III=C:\WINCLIN\xls200.dll

Modificar o diretório acima em **negrito** para o valor correto.

3) Incluir obrigatoriamente o diretório onde são encontrados os arquivos do **WinClin** na variável PATH no AUTOEXEC.BAT de cada estação.

4) Verifique se SHARE /L:500 está instalado em seu AUTOEXEC.BAT, antes de carregar o Windows, e inclua se necessário. Isso não será necessário no **Windows 95** ou **Windows para Workgroups 3.11**

**ATENÇÃO:** Você deverá providenciar uma licença de uso suplementar para cada estação de trabalho que estiver acessando o **WinClin** no servidor.

### **Otimização e Performance do WinClin**

(Sugestões aplicáveis para equipamentos com pouca memória)

A performance geral do **WinClin** será bastante afetada pela quantidade de memória disponível para o programa. O mínimo recomendado para uma performance adequada é um sistema com 8 MB de memória RAM. As recomendações abaixo permitirão um melhor aproveitamento da memória disponível, especialmente em sistemas com o valor mínimo de memória recomendado:

- 1) Utilize no máximo 256 KB para utilitários de cache de disco (SMARTDRIVE ou outro utilitário).
- 2) Não rode normalmente vários outros aplicativos que exigem muita memória simultaneamente com o **WinClin**.
- 3) Não use nenhuma parcela da memória disponível para criar um RAMDISK (disco virtual em RAM).
- 4) Não utilize Papéis de Parede muito grandes. Se possível não utilize nenhum. Um papel de parede padrão VGA (640x480-16 cores) utiliza cerca de 256 KB de memória.
- 5) Não configure nenhuma parcela de memória como memória Expandida (EMS).
- 6) Rode o Windows no modo Standard (para Windows 3.1).

### **Outras Informações**

Em caso de dúvidas, comentários e sugestões sobre o **WinClin** consulte o seu representante ou escreva para:

**Caixa Postal 6048**

**CEP 12 231-970**

**São José dos Campos - SP**

Em nosso endereço na Internet você encontrará atualizações do WinClin Edições Medical e Clinical e informações sobre nossos produtos e serviços.

**winclin@winclin.com.br**

**http://winclin.com.br**

### **Informações de Copyrights**

Este software contém First Impression e VisualWriter Copyright 1996 by Visual Components, Inc. e Módulos Run-Time Visual Basic Copyright 1987-1993 by Microsoft Corp.

Este software contém DBTTIP.VBX desenvolvido por Dan Byström (e-mail: dan.bystrom@visual-design.se)

MS-DOS, Windows, Visual Basic e Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corp. First Impression e VisualWriter são marcas registradas da Visual Components, Inc.

Copyright © 1993-2001 by WinClin Software & Consultoria Ltda.  
Todos os direitos reservados.