

“MolBio Calc” berechnet die DNA-Konzentration, die auf 260 nm und 280 nm optischer Dichte basiert. Zunächst muß die optische Dichte eingegeben werden; danach berechnet “MolBio Calc” die DNA-Konzentration. Diese Applikation ist bezüglich der Bildschirmgröße auf das MP 100 ausgerichtet, daher können alle Tasten und Funktionen auch nur auf dem MP 100 und MP 2000 eingesetzt werden; die Benutzung auf dem MP 120/130 ist nur eingeschränkt möglich.

Herausgeber: Cornell University Medical College