

Instruções : P/Configuração e Registro(novo tipo de registro com número serial)

01-Leia a orientação para configurar seu computador e todos da sua rede para o **padrão do visual doctor**
Vídeo =800x600) true colo 32 bits fontes pequenas.

Barra tarefas=auto ocultar + Sempre visível (assinale as duas)

Configurações regionais= data formato dd/mm/yyyy

Acerte a DATA e o horário de seu computador. (pois até o registro não poderá alterar esses dados pois ocorre travamento no programa ainda não registrado.(proteção contra uso indevido)

No MANUAL tudo isso em detalhes passo a passo.

02-Primeiro programa a ser instalado é o Visual Doctor , a seguir os opcionais

03-Primeiro instale o Visual doctor, se você adquiriu o opcional PELES instale depois de ter instalado o Visual doctor.

04- A SENHA para a instalação do Opcinal Peles é = **ravena (em minúsculas)**

05-PELES é um opcional do Visual doctor que permite mudar a aparência das telas do programa

A senha é a mesma do acesso ao módulo secretária no Reset senha é ravena

06-Se seu computador apresentar problemas na na instalação do Visual doctor e não conseguir registrar os ocx (arquivos.ocx) o defeito está no seu windows. Aí após instalar as peles ao entrar no programa receberá mensagem de erro. Proceda como abaixo . Ítem 07

07-No **Reset** existe um botão **Secretária** , para acesso pede senha "AGB34CK9J "

abre um quadro de opções. Se seu computador não aceita Peles ou seja

tenha problemas de registrar o ocx de peles(acontece em computadores com defeitos no windows)

você pode desabilitar o uso de Peles, assim o programa Visual doctor entrará sem peles e

sem qualquer erro. Quando corrigir os problemas de seu windows poderá habilitar novamente as peles.

08- Antes do REGISTRO **não mude a data de seu computador** pois isso trava o Visual doctor e você não poderá

entrar nele sem fazer seu o registro.

09-Todas as instalações de programas criam no seu Desktop o atalho ao programa

Se o atalho não aparecer após a instalação de um programa clique no Desktop com o

botão **direito** do seu mouse e selecione **Atualizar**. Aí o atalho aparecerá. Se não aparecer

reinicie seu computador que aparecerá.

10- Suporte: leia antes o help e faça os exercícios práticos. Não damos suporte a operações básicas de uso de Windows . Não damos orientações aos temas já existentes em seu Manual de Usuário.

Se você já leu e praticou e tem alguma dúvida só aí recorra ao suporte .

Horário: 20:00 as 22:00 fone 0xx-15-2824267.

11- Registro : Você recebeu junto com seu cd SEU NÚMERO SERIAL

ESTE NÚMERO É EXCLUSIVO SEU E PERMITE O REGISTRO DO VISUAL DOCTOR EM QUANTOS COMPUTADORES VOCÊ PRECISAR : NÃO DEVE EM HIPÓTESE ALGUMA SER FORNECIDO A TERCEIROS.

PARA REGISTRAR COM SEU NÚMERO SERIAL VOCÊ VAI NA TELA PRINCIPAL DO VISUAL DOCTOR

E CLICAR NO ÍCONE DA CHAVE.

Abrirá o quadro " Registro do Visual Doctor "

Em nome digite Dr. + "um espaço" + seu nome completo ex: **Dr. Ricardo Massucatto**

EM NÚMERO SERIAL DIGITE O NÚMERO SERIAL QUE VOCÊ RECEBEU COM O CD

CLIQUE EM OK E SEU PROGRAMA SERÁ REGISTRADO EM SEU COMPUTADOR

12- Registro dos opcionais:

SITE: WWW.MEDBYTE.EZDIR.NET