

# INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

## Conteúdo do CD

- **Pasta EpiInfo2002 (arquivos de instalação)**  
**ler o documento de instalação: instala epi2002.doc**
  - **IndDengue**  
**programa: para avaliar indicadores de dengue**
  - **LabDengue**  
**programa: Rotina de Recebimento e Consulta da Sorologia de Dengue**
- 
1. Instalar o Epi Info 2002 (ler antes as instruções de instalação) clicando no arquivo SETUP.EXE
  2. Após o EpiInfo2002 instalado, copiar para o C:\ as pastas IndDengue e LabDengue e verificar a propriedade dos arquivos.  
Se estiver marcado como leitura, desmarcar e clicar em arquivo.
  3. Copiar o atalho para a área de trabalho tanto do LabDengue como do IndDengue.
  4. Substituir os arquivos DengueAcumalado.mdb e LabDengue.mnu da pasta LabDengue (estes arquivos estarão disponíveis no site do CVE e será enviado também por email)
  5. Após seguir as instruções anteriores, ler as instruções para operação das rotinas (arquivo INSTRU.HTM)