

# Interaktives Verzerren Modul (WarpTool.1Vmod) Beta-Version

In diesem Ordner befindet sich das Modul selbst (1Alignment.1Vmod<sup>a</sup>), die Anleitung zum Modul (1WarpTool/WarpTool.rtf<sup>a</sup>) und diese Readme-Datei.

## ***Hinweise zur Installation des Moduls***

Wählen Sie das von Ihnen benutzte Programm OneVision.app in der Dateiübersicht an.

Öffnen Sie das Programm über den Menübefehl "Datei ± Als Ordner öffnen"<sup>a</sup>.

Löschen oder benennen Sie das evt. schon vorhandene Modul "WarpTool.1Vmod" um, so daß es eine andere Endung als 1Vmod<sup>a</sup> trägt.

Kopieren Sie das Modul "WarpTool.1Vmod" von der Diskette in das geöffnete Verzeichnis OneVision.app.

WÜhlen Sie in dem nun erscheinenden Betriebssystemfenster die Option 'Ersetzen'<sup>a</sup> an.

Dann müssen Sie noch im OneVision unter 'Info/Modulverwaltung'<sup>a</sup> mit <Module hinzufügen<sup>1/4</sup>> das Modul in OneVision anmelden und laden.

Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen.

### ***Hinweise zur Installation des Hilfetexts***

Die beiliegende Anleitung ist eigentlich für die Onlinehilfe gedacht.

Wenn Sie den Ordner "WarpTool" in den Ordner "OneVision.app/German.lproj/HelpTemplate" kopieren, steht Ihnen der Text der Anleitung auch in der Onlinehilfe zur Verfügung.

Sie müssen nur mehr in OneVision im Hauptmenü den Befehl 'Info ± Hilfesystem aktualisieren' anklicken.