



# Dr. Betotte マニュアル

Dr.BetotteはMac OSX上で動作するメトロノーム・ソフトウェアです。5つのスライダーで1/4, 1/8, 1/16, 3連符, ビートのヴォリュームをそれぞれ設定することができます。それに付け加え、オーディオファイルを読み込みそれをクリックとして使用することも可能です。また、よく使う設定を16通りまで保存しワンクリックでそれを呼び出すこともできます。


Dr.Betotteにはアラーム・タイマーが付いています。このタイマーは設定した時間の間隔でメトロノームが動いている間中ループしてアラームを鳴らします。スケール練習などに使うと便利だったりします。



## タイマー ボタン



## セッティング・ドロワー




## サウンドのインポートとクリック・セットの作成

1) “Sound” メニューから “Manage Click-Set” を選択。  
右のウィンドウが表示されます。

2) “Import Sounds...” をクリックしインポートしたい  
(\* )ファイルを選択します。

3) “Create New Click Set” をクリック。空のクリック  
セットがリストに追加されます。（ダブルクリックで  
セット名を変更できます。）



4) 新しく作成したクリックセットが選択されている状態で、右側のポップアップメニューからそれぞれの音符にサ  
ウンドを設定します。 ステップ2で追加したファイルもこのポップアップメニューに追加されています。

5) “Close” ボタンをクリックしウィンドウを閉じます。 “Click-Sets”メニューの中に作成したクリックセットが  
追加されます。

(\* ) **クリックとして使用できるサウンドは 16bits AIFF フォーマットのファイルのみです。**

## コンタクト

ご質問などありましたら、お気軽にメールして下さい。

seishu@mac.com

[http://homepage.mac.com/seishu/s's\\_works/](http://homepage.mac.com/seishu/s's_works/)